

PacBio

ロングリード受託解析

先行予約 特別割引
(予定：11月末日まで)

PacBio

国内ラボでの安心の受託解析

アプリケーション：全ゲノム・ターゲット・RNAシーケンスなど
エピジェネティクス、メタゲノム解析

データ量：90Gb (インサート長 15-20 kbのライブラリーの場合)

■ (株) ハプロファーマ 中央研究所・解析センター

弊社はイルミナ社、MGI社の次世代シーケンサーを導入し、迅速かつ低価格の短鎖シーケンスによる様々なアプリケーションのサービスをお届けしてまいりました。

この度、PacBio社の長鎖シーケンスサービスを12月から開始いたします。

■受託の要件

【PacBio ロングリードサンプル詳細】

- 高品質ゲノムDNA（～20 kb 以上）
（ライブラリの電気泳動図の共有をお願い致します）
- Qubit測定値 総量: 100 ng
- 濃度: 5 ng/uL以上
- 液量: 20 μ L以上

【納期】

- 応相談

【その他】

- PACBio Revenio 機種では、15-18kbのライブラリーの場合、1 SMRTセルあたり平均出力 90Gb 程度になります。
- その他ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

【納品物】

- HiFi_readsファイル、作業報告書
- その他の解析なども可能ですのでお気軽にご連絡ください。



株式会社ハプロファーマ
【中央研究所・解析センター】

〒980-8573 宮城県仙台市青葉区 星陵町2-1
東北大学医学部 5号館 1F

TEL: 022-272-2275 FAX: 022-272-2276

techservice@haplopharma.com