

PacBio Revio ロングリード受託解析

先行予約 特別割引
(予定：12月末日まで)

PacBio

国内ラボでの安心の受託解析

アプリケーション : 全ゲノムシーケンス、RNAシーケンス
メチル化解析、メタゲノム解析、アイソマー解析
データ量 : 90Gb (インサート長 15-20 kbのライブラリーの場合)

■ (株) ハプロファーマ 中央研究所・解析センター

弊社はイルミナ社、MGI社の次世代シーケンサーを導入し、短鎖シーケンシングで、迅速かつ低価格、親切なサービスをお届けしております。

この度、装いも新たにPacBio社のRevioによる長鎖シーケンスサービスを9月から開始いたします。

■受託の要件

【PacBio ロングリードサンプル詳細】

- 高品質ゲノムDNA（～20 kb 以上）
（ライブラリの電気泳動図の共有をお願い致します）
- Qubit測定値 総量: > 3000 μg
- 濃度: 10 ng/uL以上
- 液量: 300 μL 以上

【納期】

- 応相談

【その他】

- PACBio Revio では、15-20kbのライブラリーの場合、1 SMRTセルあたり平均出力 90Gb 程度になります。
- その他ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

【納品物】

- HiFi_readファイル、作業報告書
- その他の解析なども可能ですのでお気軽にご連絡ください。



株式会社ハプロファーマ
【中央研究所・解析センター】

〒980-8573 宮城県仙台市青葉区 星陵町2-1
東北大学医学部 5号館 1F

TEL: 022-272-2275 FAX: 022-272-2276

techservice@haplopharma.com